


ESOKID S
ELETTROCATETERE ESOFAGEO PEDIATRICO CON CONNESSIONE TOUCH PROOF
PEDIATRIC ESOPHAGEAL LEAD WITH TOUCH PROOF CONNECTION


Elettrocaterete nasale pediatrico per stimolazione cardiaca transesofagea e studi elettrofisiologici (SETE). ESOKID S offre una elevata compliance grazie alla ridotta dimensione, alla punta atraumatica in silicone ed al montaggio in corpo unico degli elettrodi. Le caratteristiche del prodotto sono frutto della ricca esperienza clinica sulla metodica. Il modello quadripolare, collegato con idonea strumentazione, permette la stimolazione e la contemporanea registrazione del segnale atriale. Prodotto senza lattice.

Nasal pediatric lead for cardiac esophageal stimulation and electrophysiologic studies. The non-traumatic silicone tip, single-body structure and small diameter of the body ensure patient compliance. The technical features come forth from a large clinical experience with this method. Quadripolar model when connected with an esophageal stimulating device permit to pace and to record, at the same time, the ECG signal from the left atrium. Latex free.

MODELLO MODEL	ESOKID 2S	ESOKID 4S
REF.	25125ES	25145ES
NUMERO DI POLI NUMBER OF POLES	2	4
DISTANZA INTERELETTRODICA mm DISTANCE BETWEEN ELECTRODES mm	20	10/10/10
LUNGHEZZA TOTALE TOTAL LENGTH	95 cm	
LUNGHEZZA UTILE USABLE LENGTH	75 cm	
PUNTA TIP	Atraumatica in SILICONE, Ø=2,2mm - L. 4,0mm Non-traumatic Silicone tip, Ø=2mm - L. 4,0mm	
MATERIALE ELETTRODI ELECTRODE MATERIAL	ACCIAIO AISI AISI Stainless Steel	
ELETTRODO DISTALE DISTAL ELECTRODE	Superficie 25mm ² , ancorato con cavetto di sicurezza in acciaio AISI 304 Area 25mm ² - internal stainless steel safety wire made of AISI 304	
ELETTRODO/I PROSSIMALE/I PROXIMAL ELECTRODE	Superficie 21mm ² Area 21mm ²	
MATERIALE CORPO BODY MATERIAL	POLIURETANO grado medicale Medical grade POLYURETHANE	
MARKER DI PROFONDITA' DEPTH MARKERS	1cm dalla punta fino a 30cm, 2cm da 32 a 40cm e 5cm da 45 a 60cm 1cm from the tip to 30cm, 2cm from 32 to 40cm, 5cm from 45 to 60cm	
Ø DEL CORPO BODY DIAMETER	2,0mm – 6 French	
CONNESSIONE CONNECTION	2mm maschio dorati numerati 1 ÷ 4 di tipo touch proof (EN 60601-1) Touch proof (EN 60601-1) gold plated 2mm plugs numbered 1 ÷ 4	
CONFORMITA' ALLA NORMATIVA COMPLIANCE TO STANDARDS	Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97). Dispositivo in classe IIA Directive 93/42/EEC (D.L. 46/97). Class IIA device	

CONFEZIONAMENTO - PACKAGING

REF.	25125ES	25145ES
CONFEZIONE DI VENDITA SALE PACKAGING	5 unità per ogni scatola 5 units per box	
CONFEZIONE PRIMARIA PRIMARY PACKAGING	Singola in doppia busta sigillata (interna carta-PE / esterna tyvek-PE) Double sealed pouches (paper-PE internal / tyvek-PE external)	
STERILIZZAZIONE STERILIZATION	Sterilizzato ad Ossido di Etilene Sterilized with Ethylene Oxide	
IMMAGAZZINAMENTO STORAGE	Temperatura: 0°C ÷ +50°C – Umidità relativa: 10% ÷ 90% Temperature: 0°C ÷ +50°C – Relative Humidity 10% ÷ 90%	
SCADENZA EXPIRATION DATE	48 mesi dalla data di sterilizzazione 48 months after sterilization date	