

ESOLO

ELETTROCATETERE ESOFAGEO CON ELETTRODI BOMBATI CON CONNESSIONE TOUCH PROOF
ESOPHAGEAL LEAD WITH OLIVE-SHAPED ELECTRODES WITH TOUCH PROOF CONNECTION



Elettrocaterere nasale con mandrino per stimolazione cardiaca transesofagea e studi elettrofisiologici (SETE). ESOLO offre particolare stabilità nella registrazione ECG. L'elevata compliance è dovuta alla punta atraumatica in silicone ed al montaggio in corpo unico degli elettrodi bombati. I modelli multipolari, collegati con idonea strumentazione, permettono la stimolazione e la contemporanea registrazione del segnale atriale. Prodotto senza lattice.

Nasal lead with stylet for cardiac esophageal stimulation and electrophysiologic studies. ESOLO permits to obtain a good-quality ECG recording due to its olive-shaped electrodes. The non traumatic silicone tip, single-body structure and olive-shaped electrodes ensure patient compliance. Multipolar models connected with an esophageal stimulating device permit to pace and to record, at the same time, the ECG signal from the left atrium. Latex free.

MODELLO MODEL	ESOLO 2	ESOLO 4	ESOLO 6
REF.	25125LO	25145LO	25165LO
NUMERO DI POLI - NUMBER OF POLES	2	4	6
DISTANZA INTERELETTRODICA mm DISTANCE BETWEEN ELECTRODES mm	30	30/15/15	20/15÷15
LUNGHEZZA TOTALE - TOTAL LENGTH	95 cm		
LUNGHEZZA UTILE - USABLE LENGTH	75 cm		
PUNTA TIP	Atraumatica in SILICONE, Ø=3mm - L. 7,3mm Non-traumatic SILICONE, Ø=3mm - L. 7,3mm		
MATERIALE ELETTRODI ELECTRODE MATERIAL	ACCIAIO AISI AISI Stainless Steel		
SUPERFICIE ELETTRODICA ELECTRODE AREA	57 mm ² per ogni elettrodo 57 mm ² for each electrode		
MATERIALE CORPO BODY MATERIAL	POLIURETANO grado medicale - Spirale interna quadrifilare in MP35N Medical grade POLYURETHANE - Internal quadrifilar coil of MP35N		
Ø DEL CORPO BODY DIAMETER	2,3 mm 7 French		
Ø MASSIMO ELETTRODI BOMBATI MAX. Ø OF OLIVE SHAPED ELECTRODES	3,6 mm 11 French		
CONNESSIONE CONNECTION	2 mm maschio dorati numerati 1-6 di tipo touch proof (E-DIN 42802-2) Touch proof (E-DIN 42802-2) gold plated 2 mm plugs numbered 1 ÷ 6		
MANDRINI - STYLETS	1 mandrino: Ø 0,35 mm - 1 stylet: Ø 0,35 mm		
CONFORMITA' ALLA NORMATIVA COMPLIANCE TO STANDARDS	Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97). Dispositivo in classe IIA Directive 93/42/EEC (D.L. 46/97). Class IIA device		

CONFEZIONAMENTO - PACKAGING

REF.	25125LO	25145LO	25165LO
CONFEZIONE DI VENDITA SALE PACKAGING	5 unità per ogni scatola 5 units per box		
CONFEZIONE PRIMARIA PRIMARY PACKAGING	Singola in doppia busta sigillata (interna carta-PE / esterna tyvek-PE) Double sealed pouches (paper-PE internal / tyvek-PE external)		
STERILIZZAZIONE STERILIZATION	Sterilizzato ad Ossido di Etilene Sterilized with Ethylene Oxide		
IMMAGAZZINAMENTO STORAGE	Temperatura: 0°C ÷ +50°C - Umidità relativa: 10% ÷ 90% Temperature: 0°C ÷ +50°C - Relative Humidity 10% ÷ 90%		
SCADENZA EXPIRATION DATE	48 mesi dalla data di sterilizzazione 48 months after sterilization date		